

# Evakueringsstolen - ett viktigt hjälpmedel som kan rädda liv

'En undersökning av utrymningssäkerhet för rörelsehindrade vid Lunds Universitet år 2000, visar att rörelsehindrades förflyttning kan ta dubbelt så lång tid jämfört med personer utan rörelsehinder. 16% av befolkningen över 16 år har någon form av rörelsehinder'.

Flervåningshus med trappa och hiss evakueras vid brandlarm via trappan. Det innebär att rörelsehindrade ställs inför en ytterligare svårighet att klara av evakueringen.

Nu finns ett utmärkt hjälpmedel av högsta kvalitet som gör att en hjälpande person kan köra en rörelsehindrad nerför en trappa säkert och tryggt. Evakueringsstolen glider mjukt nerför trappan via de inbyggda bromsade banden av canvas gummi. På vilplan/vågräta ytor rullar stolen på de 200 mm höga huvudhjul, som tar sig lätt över ojämnheter, och de främre svängbara hjulen gör att stolen kan rotera runt sin egen axel, vilket underlättar där det är trångt.

## EGENSKAPER:

**Stomme:** extruderade alu-profiler 30 mm

**Hjul:** 200 mm kullagrade huvudhjul, som rullar lätt över trösklar och hinder. Främre hjulpar är svängbara i alla riktningar och har parkeringsbroms.

**Sits & huvudstöd:** Justerbara och avtagbara. Belagda med vinyl 600 D, antibakteriella egenskaper för hygien, stoppade för komfort och stabilitet.

**Vikt:** endast 10-13,5 kg

**Lastar:** 150 kg



## MODELLER / VALMÖJLIGHETER

	X30	X40	X50	X70	X70 Air
Längd (mm)	900	900	900	1110	1110
Bredd (mm)	530	520	530	550	410
Höjd (mm)	1600	1540	1600	1600	1450
Höjd (mm),ryggstödsbåge infälld	-	1040	1070	1070	1070
Hopvikt tjocklek (mm)	330	175	330	330	330
Teleskopisk ryggstödsbåge	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd med utfällda bärhandtag fram och bak (mm)	-	-	-	1450	1450
Vikt tom (kg)	13,5	10	12,7	14,2	13,8
Vikt på lasten (kg)	150	150	150	150	150
Vikbara armstöd	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Svensk instruktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*För dig som har svårt att välja vill vi lyfta fram X40 med armstöd, låg vikt och extra kompakt vid förvaring.*

*X70 skall man välja om man även vill ha möjligheten att bära stolen förbi stora hinder eller uppför trappor med hjälp av två personer.*

**Förvaring:** på väggkrok av massiv aluminium. Kroken skruvas med plugg och skruv som medföljer. På kroken vilar stolen hopvikt i beredskapsläge för snabb åtkomst.

**Instruktioner:** på svenska i en integrerad plastficka bak på sitsryggen medföljer varje stol.

**Tillbehör:** väggkrok för upphängning och beredskapsförvaring samt överdrag till väggförvaring av stolen finns att köpa till.

**Garanti:** 1 år

**Reservdelar:** alla delar på stolen är utbytbara.

 Uppfyller Medicintekniska Direktivet 93/42/EEG och tekniska normen EN 1865

 Börje's Service KB

Västergårdsvägen 59  
475 37 Bohus-Björkö  
Tel: 0731-807 597

E-post: [info@evakueringsstol.se](mailto:info@evakueringsstol.se)  
[www.evakueringsstol.se](http://www.evakueringsstol.se)